

Поликлональные Антитела Против Brachyury Для Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Артикул: CM0022783



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Brachyury от CamelBio, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA) у человека и крысы. Необходимый инструмент для изучения формирования мезодермы и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Brachyury
Примечания/Алиасы	T; TFT; SAVA; Brachyury
Вид специфичности	Человек
GeneID	6862
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок Brachyury, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 226-435 человеческого белка Brachyury (NP_003172.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O15178
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовая упаковка