

Моноклональное Антитело Против Braf V600E Для Wb — P15056

Артикул: CM0007013



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на BRAF V600E (84 кДа). Подходит для WB, IF/ICC и ELISA; реагирует с человеческим антигеном. Идеально для онкологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против BRAF V600E
Примечания/синонимы	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
Вид	Человек
GeneID (человек)	673
GeneID	673
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15056
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом