

Поликлональные Антитела Против Brca1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P38398

Артикул: CM0014185



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого BRCA1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышинным белками.

Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 100-200. Для изучения репарации ДНК и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRCA1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	672
ID гена	672
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого BRCA1 (NP_009225.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P38398
Молекулярный вес белка	208 кДа
Доставка	Сумка со льдом