

Кроличыи Поликлональные Антитела К Brca2 Для Wb - P51587

Артикул: CM0019862



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку BRCA2 человека (UniProt P51587). Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репарации повреждений ДНК, биологии рака и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к BRCA2
Примечания/Синонимы	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Вид	Человек
ID гена	675 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1400-1600 BRCA2 (NP_000050.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51587
Молекулярная масса белка	384 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет