


Моноклональное Антитело Против Brd2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P25440

Артикул: CM0005322



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого BRD2 (белок, содержащий bromodomain 2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Получено с использованием остатков 1-345, обнаруживает считыватель хроматина размером ~88 кДа, участвующий в регуляции генов и архитектуре хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] BRD2 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6046
GeneID	6046
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-345 человеческого BRD2 (NP_005095.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25440
Молекулярный вес белка	88kDa
Доставка	Сумка со льдом