


Кроличья Поликлональная Антитело Против Brd2 Для Вб, Ифа - P25440

Артикул: CM0022829



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BRD2, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает bromodomain-содержащий белок 2 — считыватель хроматина, участвующий в регуляции транскрипции и компартиментализации генома. Подходит для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRD2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Вид	Человек
ID гена	6046
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–100 человеческого BRD2 (NP_005095.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25440
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Хладоэлемент