


Кроличье Моноклональное Антитело Против Brd4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O60885

Артикул: CM0003776



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против BRD4, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознает человеческий BRD4 — белок-«читатель» ацетилированных гистонов, играющий ключевую роль в эпигенетической памяти и регуляции транскрипции. Идеально для исследований в области онкологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против BRD4
Примечания/Альтернативные названия	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	23476
GeneID	23476
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого белка BRD4 (O60885).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом