


Антитело Кролика Против Brd9 (Поликлональное) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Артикул: CM0028241



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого BRD9, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и гомологичной рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRD9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Вид	Человек
GeneID (человек)	65980
GeneID	65980
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 274-597 человеческого BRD9 (NP_076413.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8M2
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	Сумка со льдом