


Моноклональное Антитело Против Brg1/Smарса4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Игх-П, Ифа - P51532

Артикул: CM0003899



введение

Моноклональное антитело, направленное против человеческого BRG1/SMARCA4 (SWISS: P51532), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения ремоделирования хроматина и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы МАТк к BRG1/SMARCA4
Примечания/Псевдонимы	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6597
ID гена	6597
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого BRG1/SMARCA4 (P51532)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51532
Молекулярный вес белка	185 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент