

Поликлональные Антитела К Brg1/Smarca4 Для Wb, If/Icc, Elisa — P51532

Артикул: CM0014190



введение

Кроличьи поликлоральные антитела к человеческому BRG1/SMARCA4 (P51532). Валидированы для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Фактор ремоделирования хроматина, участвующий в регуляции генов и ЭМП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличьи поликлональные антитела к BRG1/SMARCA4
Примечания/Альясы	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-бета; A4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6597
ID гена	6597
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51532
Молекулярная масса белка	185 кДа
Доставка	Холодовой пакет