


Поликлональные Антитела Против Brix1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q8Tdn6

Артикул: CM0013019



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому BRIX1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения биогенеза рибосом и функций ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRIX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BRIX; BXDC2; BRIX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55299
ID гена	55299
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-353 человеческого BRIX1 (NP_060791.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDN6
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	В ледяном пакете