

Поликлональное Антитело Anti-Brk1 Кролика Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Wuw1

Артикул: CM0020634



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий BRK1 (белок BRICK1, HSPC300). Валидировано для ИHC-P, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для изучения регуляции актина, опосредованной WAVE-комплексом, и путей эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRK1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MDS027; hNBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55845
Идентификатор гена	55845
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-75 человеческого BRK1 (NP_060932.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8WUW1
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом