


Кроличья Поликлональная Антитела Против Brms1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9HCU9

Артикул: CM0015294



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого BRMS1, супрессора метастазирования. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходят для исследований карциномы молочной железы и аноикиса. Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb против BRMS1
Примечания/Алиасы	BRMS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25855
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-210 человеческого BRMS1 (NP_056214.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCU9
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом