


Поликлональные Антитела К Brpf1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Артикул: CM0022355



введение

Кроличьи поликлональные антитела к BRPF1 (Peregrin), валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы. Подходят для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BRPF1
Примечания/Синонимы	BR140; IDDDFP; BRPF1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7862
Идентификатор гена	7862
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 BRPF1 человека (NP_001003694)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55201
Молекулярная масса белка	137 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом