

Моноклональное Антитело Против Brrf2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P03210

Артикул: CM0007673

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на тегументный белок BRRF2 вируса Эпштейна-Барр. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Идеально для изучения уклонения вируса от иммунного ответа и взаимодействий патоген-хозяин. Использует рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRRF2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Тегументный белок BRRF2; BRRF2
Вид	Вирус Эпштейна-Барр (штамм B95-8) (HHV-4)
Gene ID	3783729
Иммуноген	Рекомбинантный белок BRRF2 вируса Эпштейна-Барр (штамм B95-8) (HHV-4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Вирус Эпштейна-Барр
SWISS	P03210
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом