

Антитело Кролика Против Brrf2 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - P03210

Артикул: CM0024054

введение

Поликлональное антитело кролика против белка тегумента вируса Эпштейна-Барр BRRF2, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью с человеком. Идеально подходит для изучения вирусного уклонения от иммунитета и ингибирования фазового разделения cGAS-DNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRRF2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Белок тегумента BRRF2; BRRF2
Вид	Вирус Эпштейна-Барр (штамм B95-8) (HHV-4)
GeneID	3783729
Иммуноген	Рекомбинантный белок вируса Эпштейна-Барр (штамм B95-8) (HHV-4) BRRF2
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03210
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом