

Поликлональное Антитело Anti-Brwd1 Для Wb, Elisa — Q9Nsi6

Артикул: CM0013203



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на BRWD1 (WDR9, DCAF19), подходит для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследования ремоделирования хроматина, транскрипционной активации и биологии ресничек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к BRWD1
Примечания/синонимы	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54014
GeneID	54014
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 BRWD1 человека (NP_001007247.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NSI6
Молекулярная масса белка	263 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом