

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bsn Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9Ura5

Артикул: CM0022858

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против BSN, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (ИФ/ИХК) и ИФА. Обнаруживает эндогенный бассун в тканях мозга человека и мыши. Необходимо для исследований синаптической биологии и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против BSN
Примечания/синонимы	ZNF231; BSN
Вид	Человек
ID гена	8927
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 830-950 человеческого BSN (NP_003449.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UPA5
Молекулярная масса белка	416 кДа
Доставка	Холодовая упаковка