

Поликлональное Антитело Кролика Против Bsnd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wz55

Артикул: CM0024862

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на BSND (Барттин), регулятор хлоридных каналов, для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований почек и слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к BSND, кролик
Примечания/Алиасы	BART; DFN873; BSND
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7809
ID гена	7809
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 54-320 белка BSND человека (NP_476517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WZ55
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом