

Анти-Bst2 (Cd317/Tetherin) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q10589

Артикул: CM0017709



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого BST2 (CD317/Tetherin), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают человеческий и мышиный BST2. Идеально подходят для изучения антивирусного ограничения, иммунной сигнализации и множественной миеломы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BST2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	684
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-161 человеческого BST2 (NP_004326.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q10589
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент