

Кроличье Моноклональное Антитело Против Bst2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q10589

Артикул: CM0007383



введение

CamelBio предлагает кроличье моноклональное антитело против BST2 (Q10589), специфичное к человеческому Тестерину/CD317. Подходит для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Идеально для изучения вирусной рестрикции и множественной миеломы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к BST2
Примечания/Альтернативные названия	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	684
ID гена	684
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-160 человеческого BST2 (NP_004326.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10589
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом