

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bsu1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Lr78

Артикул: CM0023021

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против BSU1 Arabidopsis thaliana — положительного регулятора сигналинга брасиностероидов. Валидированы для Вестерн-блота (WB) и ИФА. Идеально подходят для исследований сигналинга растительных гормонов, роста и развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против BSU1
Примечания/Алиасы	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
Вид	Arabidopsis thaliana
ID гена	838804
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 694–793 BSU1 Arabidopsis thaliana (NP_171844.6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Айс-бокс