

Кроличья Поликлональная Антитела Против Btaf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа, Хип - O14981

Артикул: CM0028153

введение

Кроличьи поликлональные антитела BTAf1 (O14981), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ИФА и ХИП. Реагируют с белками человека и крысы. Рекомбинантный иммуноген, молекулярная масса 207 кДа. Идеально для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к BTAf1
Примечания/Альтернативные названия	MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAf1
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	9044
Идентификатор гена	9044
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ИФА, ХИП
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O14981
Молекулярная масса белка	207 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом