

Анти-Btbd11 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Gqw0

Артикул: CM0022344

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против Btbd11, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Btbd11 — это синаптический белок, специфичный для тормозных интернейронов. Идеально подходят для исследований в нейронауке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Btbd11 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Btbd11; 6330404E16Rik
Вид	Мышь
ID гена	74007 (Мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 мышинного Btbd11 (NP_082985.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6GQW0
Молекулярный вес белка	122 кДа
Доставка	Сумка со льдом