

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Vtbd7 Для Вб, Ифа — Q9P203

Артикул: CM0023828

введение

Кроличыи поликлональные антитела против VTBD7, валидированные для Вестерн-блотов и ИФА, детектируют VTBD7 в образцах человека, мыши и крысы. Это важный инструмент для исследования эпителиальной динамики и ветвления органов при разработке анализов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VTBD7, кроличыи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FUP1; VTBD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	55727
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5-75 человеческого VTBD7 (NP_060637.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P203
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	Холодовой пакет