

Поликлональное Антитело Кролика Против Vtbd9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Q07

Артикул: CM0019829

введение

Поликлональное антитело кролика VTBD9 pAb, полученное против аминокислот 283-582 человеческого VTBD9, детектирует эндогенный VTBD9 в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для исследований в нейронауках и нефрологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика VTBD9 pAb
Примечания/Алиасы	dj322i12.1; VTBD9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114781
GeneID	114781
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 283-582 человеческого VTBD9 (AAI01358.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96Q07
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В пакете со льдом