


Поликлональное Антитело Кролика Против Vtc Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35070

Артикул: CM0023013



введение

Поликлональное антитело, нацеленное на человеческий BTC (Пробетацеллулин). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга факторов роста в онкологии и исследованиях развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против BTC (BTC Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	BTC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	685
GeneID	685
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35070
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом