


Поликлональное Антитело Кролика Против Btf3 Для Вб, Ифа - P20290

Артикул: CM0023545



введение

Кроличье поликлональное антитело к BTF3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. BTF3 (NAC-бета) функционирует как субъединица комплекса, ассоциированного с нативными полипептидами, и фактор транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTF3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	689
ID гена	689
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого BTF3 (NP_001198.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20290
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Хладоэлемент