

Поликлональное Антитело Против Btg1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P62324

Артикул: CM0025223

введение

Поликлональное кроличье антитело к BTG1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с человеческим белком BTG1 — антипролиферативным белком, ассоциированным с онкологическими заболеваниями. Подходит для исследований регуляции клеточного цикла и хромосомных перестроек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTG1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	APRO2; BTG1
Вид реагента	Человек
ID гена (человек)	694
ID гена	694
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 22–171 человеческого BTG1 (NP_001722.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P62324
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Хладоэлемент