

Поликлональные Антитела Против Btg3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14201

Артикул: CM0025521

введение

Кроличьи поликлональные антитела против BTG3, валидированные в методах WB и ELISA, нацелены на человеческий белок BTG3 (Q14201), регулятор клеточного цикла, который в избытке присутствует в нейроэпителии и репродуктивных тканях. Идеально подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTG3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10950
ID гена	10950
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-250 человеческого BTG3 (NP_006797.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14201
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом