


Поликлональные Антитела К Btk Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Артикул: CM0018107



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ВТК, подходящие для методов вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Распознают ВТК человека, мыши и крысы — ключевую киназу в развитии и передаче сигналов В-лимфоцитов. Продукт соответствует UniProt Q06187.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTK Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Вид	Человек
GeneID	695
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-240 ВТК человека (NP_000052.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06187
Молекулярная масса белка	76 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом