


Анти-Btk Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Артикул: CM0002078



введение

ВТК кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для изучения сигнального пути В-клеточного рецептора и исследований иммунодефицитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ВТК кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	АТ; АТК; ВРК; ХЛА; ІМD1; АGМХ1; ІGHД3; PSCТK1; ВТК
Вид	Человек
GeneID (Человек)	695
GeneID	695
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 560-659 человеческого ВТК (Q06187)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ІHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06187
Молекулярный вес белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом