

Поликлональные Антитела Против Btla (Cd272) Для Вб, Ифа - Q7Z6A9

Артикул: CM0017589



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого аттенюатора В- и Т-лимфоцитов (BTLA, CD272) для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживают BTLA человека и мыши. Подходит для исследований иммунных контрольных точек и сигналинга лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTLA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	BTLA1; CD272; BTLA
Вид	Человек
ID гена (человек)	151888
ID гена	151888
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 31-241 человеческого BTLA (NP_001078826.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z6A9
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет