

Кроличья Поликлональная Антитело Против Btla Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z6A9

Артикул: CM0027408



введение

Кроличья поликлональное антитело к BTLA (CD272), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения аттенуации лимфоцитов и сигнальных путей иммунных контрольных точек. Молекулярная масса белка: 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTLA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BTLA1, CD272, BTLA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	151888
GeneID	151888
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-241 человеческого BTLA (NP_001078826.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z6A9
Молекулярная масса белка	33kDa
Доставка	В ледяном пакете