


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Btn2A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Kyr7

Артикул: CM0007340



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого белка BTN2A1 (butyrophilin subfamily 2 member A1). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; распознают нативный и рекомбинантный человеческий BTN2A1. Идеальны для исследований в области иммунологии и изучения мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTN2A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	BTf1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	11120
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого BTN2A1 (NP_008980.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7KYR7
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	С ледяным пакетом