


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Btn2A1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q7Kyr7

Артикул: CM0016404



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против белка Butyrophilin подсемейства 2 члена A1 человека (BTN2A1). Подходит для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа. Идеально подходит для исследований рецепторов клеточной поверхности и экспрессии в тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTN2A1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	BTf1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Вид	Человек
ID гена	11120
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 30-240 BTN2A1 человека (NP_510961.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7KYR7
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Холодильный пакет