

Моноклональное Антитело Против Btn3A1/2/3 Для Проточной Цитометрии - O00481 / P78410 / O00478

Артикул: CM0010074



введение

кроличье моноклональное антитело против BTN3A1/2/3 человека для проточной цитометрии. Нацелено на членов подсемейства бутиофилин 3, участвующих в активации Т-клеток и иммунном ответе. Валидировано для использования на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против BTN3A1/2/3 человека
Примечания/Альтернативные названия	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Вид	Человек
ID гена (человек)	11119/11118/10384
ID гена	11119/11118/10384
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 470–630 человеческого BTN3A1 (NP_008979.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00481/P78410/O00478
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Хладоэлемент