

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Btn3A3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00478

Артикул: CM0018063



### введение

Кроличья поликлональное антитело против BTN3A3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный BTN3A3, регулятор адаптивного иммунного ответа Т-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BTN3A3 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | BTf3; BTN3.3; BTN3A3                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 10384                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 10384                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-584 человеческого BTN3A3 (NP_008925.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | O00478                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 65кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                      |