

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Btnl2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Артикул: CM0025673

введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к BTNL2, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный BTNL2, отрицательный регулятор пролиферации Т-клеток. Подходят для исследований в области иммунологии и иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BTNL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Вид	Человек
GeneID	56244
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий а.а. 246-455 человеческого BTNL2 (NP_062548.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIR0
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	В ледяном пакете