


Кроличья Поликлональная Антитело Против Bub1 Для Wb, Elisa - O43683

Артикул: CM0024006



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий BUB1, валидирована для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный BUB1 в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований контрольной точки сборки веретена деления и выравнивания хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BUB1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	699
GeneID	699
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого BUB1 (NP_004327.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43683
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	С ледяным пакетом