

## Поликлональное Антитело К Bub1B Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - O60566

Артикул: CM0023837



### введение

Кроличье поликлональное антитело против BUB1B (BUBR1), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митотического чекпойнта и чекпойнта сборки веретена.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к BUB1B                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID                             | 701                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка BUB1B человека (NP_001202.4) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | O60566                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 120 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |