

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Bub3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O43684

Артикул: CM0011120

введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против человеческого BUB3 (O43684). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митотического контрольного пункта и кинетохоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело BUB3
Примечания/синонимы	BUB3L; hBUB3; BUB3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9184
Идентификатор гена	9184
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого BUB3 (O43684).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43684
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом