

Анти-Bub3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa — O43684

Артикул: CM0027139

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий митотический контрольный белок BUB3 (37 кДа). Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с антителами человека, мыши и крысы. Для исследований контрольной точки сборки веретена и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BUB3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BUB3L; hBUB3; BUB3
Вид	Человек
GeneID	9184
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий аминокислоты 1-328 человеческого BUB3 (NP_004716.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43684
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет