


Моноклональное Антитело Против Бутирилхолинэстеразы Для Вб И Ифа - P06276

Артикул: CM0011178



введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против человеческой бутирилхолинэстеразы (P06276). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для исследований деградации нейромедиаторов и детоксикации органофосфатами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные mAb к бутирилхолинэстеразе
Примечания/Алиасы	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
Вид	Человек
GeneID (человек)	590
GeneID	590
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-602 человеческой бутирилхолинэстеразы (P06276).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06276
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовая упаковка