


## Поликлональное Антитело Кролика К Бутирилхолинэстеразе Для Wb, Elisa — P06276

Артикул: CM0018494



### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на бутирилхолинэстеразу человека (BCHE). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования в области нейробиологии и токсикологии, а также разработку аналитических методов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Бутирилхолинэстераза, поликлональное антитело кролика |
| Примечания/синонимы          | E1; CHE1; CHE2; BCHE; бутирилхолинэстераза            |
| Вид                          | Человек                                               |
| Идентификатор гена (человек) | 590                                                   |
| Идентификатор гена           | 590                                                   |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный белок                                  |
| Источник                     | Кролик                                                |
| Категория                    | Поликлональные антитела                               |
| Применение                   | WB, ELISA                                             |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                  |
| SWISS                        | P06276                                                |
| Молекулярная масса белка     | 68 кДа                                                |
| Условия транспортировки      | Хладоэлемент                                          |