

Поликлональные Антитела Против Vves (Popdc1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ne79

Артикул: CM0015504

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого BVES (POPDC1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований плотных контактов, сердечной функции и регенерации мышц. Кросс-реактивность: человек. Предполагаемая молекулярная масса: 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BVES Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	POP1; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
Вид	Человек
ID гена	11149
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 241-360 человеческого BVES (NP_001186492.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q8NE79
Молекулярная масса белка	41kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент