

Поликлональные Антитела Против Vzip46 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q69Tw5

Артикул: CM0023957

введение

Кроличьи поликлональные антитела против транскрипционного фактора bZIP46 риса, валидированные для WB и ELISA. Подходят для исследований сигналинга абсцизовой кислоты и реакции на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	bZIP46 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P0701E03.2; bZIP46
Вид	Oryza sativa (Рис)
GeneID	4340462
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 Oryza sativa bZIP46. (Q69TW5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете