


Поликлональное Антитело Кролика Anti-C-Abl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Артикул: CM0017688



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого c-Abl (ABL1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роста клеток, выживания и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	c-Abl Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Вид	Человек
GeneID (человек)	25
GeneID	25
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1000-1130 человеческого c-Abl (NP_005148.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00519
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом