


## Кроличье Моноклональное Антитело Против C-Fos Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P01100

Артикул: CM0007000



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против c-Fos, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком c-Fos. Подходит для изучения сигнальных путей транскрипционного фактора AP-1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | c-Fos Кроличье mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | p55; AP-1; C-FOS; c-Fos                                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)                  | 2353                                                                                                                               |
| ID гена                            | 2353                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 211-281 человеческого c-Fos (NP_005243.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | P01100                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 41 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |