


Кроличья Поликлональная Антитело Против C-Fos Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P01100

Артикул: CM0016528



введение

Кроличье поликлональное антитело против c-Fos, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA на образцах человека. Нацелено на субъединицу транскрипционного фактора AP-1 c-Fos (41 кДа), ключевого регулятора пролиферации и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	c-Fos Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2353
ID гена	2353
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-114 человеческого c-Fos (NP_005243.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01100
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В термосумке со льдом